

# 仕 様 書

## 【検体前処理装置】

### 1. 調達物品及び構成内訳

検体前処理装置(密閉式自動固定包埋装置 ティッシュ・テック VIP 6 AI) 一式

(内訳)

品名	型式	数量
ティッシュ・テック VIP 6 AI	VIP6-AI-J0	1

その他付属品、配送、搬入、組立、据付、接続、調整、説明及びこれらに係る工事・作業を含む。

### 2. 調達物品の機能及び性能に関する要件

(性能、機能に関する要件)

基本機能については、以下の要件を満たすこと。

- ・ 一回の処理で、最大 300 検体処理できる。また、検体数に応じて薬液量を 2 段階に切り替えることが可能であること。
- ・ 検体処理プログラムは、最大 50 プログラム登録、管理できること。
- ・ ポンプイン・ポンプアウトによる攪拌、検体浸漬状態での液位上下動の攪拌、脱脂能力向上のための連続攪拌が可能であること。
- ・ ソリューションマネージャーによる薬液補充機能があること。
- ・ 薬液ボトルを温水ボトルに取替え、温水洗浄を行うことができること。
- ・ 外部給排液口に接続した洗浄アルコールにて、外部給排液口からレトルトまでの配管をすすぐことができること。
- ・ 自動落第は各薬液群毎に可能であること。
- ・ 混在薬液群における混合液以外の自動落第が可能であること。
- ・ 薬液不足の時、同一薬液群の薬液ボトルあるいは新液タンクから給液し、処理を進めることができること。
- ・ 同一薬液群の次の薬液槽で代行処理することができること。
- ・ 薬液ボトルラック奥にある LED ライトの点灯により、薬液ボトルラック内の液量を確認できること。
- ・ 給液はレトルトの液位センサーによって計量できること。
- ・ 各種処理データは USB メモリに出力できること。

以上